

ELEKTROCARDIOGRAPH CSN-1203B



- Ukuran layar 4.3 inci dengan resolusi 480*272 sudah berwarna
- Ukuran kertas termal rol 80MM*20MM
- EKG 12 lead akuisisi ditampilkan bersamaan di layar ECG
- Terdapat 3 mode operasi yaitu manual, otomatis dan analisis ritme
- Rekaman 3 lead dengan lead ritme
- Filter digital dengan untuk menghilangkan gangguan EMG/AC dengan mencegah penyimpanan baseline
- 200 laporan pasien yang dapat disimpan dan diputar ulang



Power Adapter

Catu daya eksternal untuk mengurangi resiko daya terlalu panas.



Informasi

Data dapat di seting, diupload dan disambungkan ke WiFi



Bahasa

Didukung multi bahasa



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



ISO 9001:2015 Certified
2109220013869K001



ISO 13485:2016 Certified
210922001386MDK001



SPEKIFIKASI ELEKTROCARDIOGRAPH CSN-1203B

LEAD	LEAD STANDAR ATAU CABRERA12, SECARA BERSAMAAN MENDAPAT 12 LEAD
LAYAR LCD	4.3 INCI LAYAR LCD BERWARNA DENGAN GELOMBANG ECG, KONDISI PENGOPRASIAN, WAKTU, DETAK JANTUNG DAN LAIN-LAIN
LAJU SAMPLING DAN KUANTISASI	1000 SAMPEL/DETIK/SALURAN 3.125MV/LSB
WAKTU PEMULIHAN DEFIBRILATOR SETELAH PENGOSONGAN	<10S
RESPONS FREKUENSI	0,05~150HZ(-3,0DB - +0,4DB) DIBAWAH 10HZ
KONSTANTA WAKTU	≥3,2S
CMRR	≥100DB DENGAN FILTER, >89DB TANPA FILTER
ARUS SIRKUIT INPUT	≤ 0.1MA
TINGKAT KEBISINGAN	≤15UVP-P
TEGANGAN POLARISASI	±500MV
SINYAL DETEKSI MINIMUM	±20UV
TEGANGAN KALIBRASI	1MV ± 2%
FILTER	FILTER AC: 50HZ/60HZ, -20DB FILTER EMG:25HZ/35HZ/45HZ/75HZ/100HZ, -3.0DB FILTER DRIFT: 0.5HZ, -3.0DB
SENSITIVITAS	1.25, 2.5, 5, 10, 20,40MM/MV± 2%
KECEPATAN KERTAS	5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50MM/S ± 3%
MODE PEREKAMAN	PENCETAKAN KERTAS TERMAL
RESOLUSI PENCETAKAN	≥8 TITIK/MM(VERTICAL) ≥40 TITIK/MM(HORIZONTAL, 25MM/DK) ≥20TITIK/MM(HORIZONTAL, 50MM/DK)
UKURAN KERTAS	80MM 15M,KERTAS GULUNG TERMAL (DIAMETER INTI KERTAS ≥ 8MM)
DIMENSI	285MM×200MM×50MM
SIRKUIT INPUT	FLOATING, PERLINDUNGAN DEFIBRILASI [GUNAKAN KABEL ECG DEFIBRILASI: FD08X4 (STANDAR UE MONOKROMATIK)]
KEAMANAN	PERLINDUNGAN TERHADAP SENGATAN LISTRIK: KELAS I ATAU BERTENAGA INTERNAL; JENIS KOMPONEN YANG DIAPLIKASIKAN CF DENGAN PERLINDUNGAN DEFIBRILASI; IPX0; OPERASI BERKELANJUTAN



DIPRODUKSI OLEH ;

PT. MENARA INTI KREASI INDONESIA

Kawasan Industri Millenium

Millenium 5 Blok A25 No.33 Kabupaten

Tangerang - Indonesia

021 59982099 - 021 59981787 - 021 59982255

Di Distribusikan Oleh :

PT. Buana Inti Prima Medika

Rukan Sentra Niaga Blok F NO.3

Green Lake City, Duri Kosambi

Cengkareng, Jakarta Barat