


# ELEKTROCARDIOGRAPH CSN-1212A



- 1024\*600 10 inci layar LCD sudah berwarna
- Ukuran kertas termal rol 110MM\*20MM
- EKG 12 lead akuisisi ditampilkan bersamaan di layar ECG
- Terdapat 3 mode operasi yaitu manual, otomatis dan analisis ritme
- Rekaman 3 lead dengan lead ritme
- Filter digital dengan untuk menghilangkan gangguan EMG/AC dengan mencegah penyimpanan baseline
- 200 laporan pasien yang dapat disimpan dan diputar ulang



### Power Adapter

Catu daya eksternal untuk mengurangi resiko daya terlalu panas.



### Informasi

Data dapat di seting, diupload dan disambungkan ke WiFi



### Bahasa

Didukung multi bahasa



# SPEKIFIKASI ELEKTROCARDIOGRAPH CSN-1212A

Lead	Lead standar atau Cabrera12, Secara bersamaan mendapat 12 lead
Layar LCD	1024*600 10 inci layar LCD berwarna dengan Gelombang ECG, kondisi pengoprasian, waktu, detak jantung dan lain-lain
Laju Sampling dan Kuantisasi	1000 sampel/detik/saluran 3.125 $\mu$ V/LSB
Waktu pemulihan defibrilator setelah pengosongan	<10s
Respons Frekuensi	0,05~150Hz(-3,0dB - +0,4dB) dibawah 10Hz
Konstanta Waktu	$\geq$ 3,2s
CMRR	100dB dengan filter, >89dB tanpa filter
Arus Sirkuit Input	$\leq$ 0.1 $\mu$ A
Tingkat Kebisingan	$\leq$ 15 $\mu$ Vp-p
Tegangan Polarisasi	$\pm$ 500mV
Sinyal Deteksi Minimum	20mV
Filter	Filter AC: 50Hz/60Hz, -20dB Filter EMG:25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz, -3.0dB Filter drift: 0.5Hz,-3.0dB
Sensitivitas	1.25, 2.5, 5, 10, 20,40mm/mV $\pm$ 2%
Kecepatan Kertas	5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s $\pm$ 3%
Mode Perekaman	Pencetakan kertas termal
Resolusi Pencetakan	$\geq$ 8 titik/mm(Vertical) $\geq$ 40 titik/mm(Horizontal, 25mm/dk) $\geq$ 20titik/mm(Horizontal, 50mm/dk)
Dimensi	285mm $\times$ 200mm $\times$ 50mm
Impedansi Input	DC sinyal $\geq$ 50M $\Omega$ , AC sinyal $\geq$ 2,5M $\Omega$
Keamanan	Perlindungan terhadap sengatan listrik: Kelas I atau bertenaga internal; Jenis komponen yang diaplikasikan CF dengan perlindungan Defibrilasi; IPX0; Operasi berkelanjutan
Catu daya	AC 110V~220V, 50Hz/60Hz, 75VA
Kondisi Lingkungan	<p><b>Penyimpanan</b></p> <p>Suhu : -20<math>^{\circ}</math>C~+55<math>^{\circ}</math>C Kelembapan : 25%~93% Tekanan : 700hPa~1060hPa</p> <p><b>Pengoprasian</b></p> <p>Suhu : +5<math>^{\circ}</math>C~+40<math>^{\circ}</math>C Kelembapan : 25%~95% (tanpa kondensasi) Tekanan : 800hPa~1060hPa</p>

Di Distribusikan Oleh :

**PT. Buana Inti Prima Medika**  
Green Lake City Boulevard  
Rukan Crown Blok B No. 31 32 33  
Petir, Cipondoh Tangerang - 15147



DIPRODUKSI OLEH ;

**PT. MENARA INTI KREASI INDONESIA**

**Kawasan Industri Millenium**

Millenium 5 Blok A25 No.33

Kabupaten Tangerang - Indonesia

021 59982099 - 021 59981787 - 021 59982255