

Medical Device

Lampu Periksa *LP03-5W*

- ✓ Lampu LED
- ✓ Daya lampu 5W



- ✓ Desain yang ekonomis
- ✓ Pengoprasian yang mudah


Didistribusi oleh

LAMPU PERIKSA LP03-5W

Karakteristik	
Nama Produk	Examination Lamp
Tipe	LP03-5W
Kelas	1
IP	IPX1
Tegangan Input	110-220V~50/60Hz
Daya lampu LED	5W
Temperature Warna	6000±500K
CRI	80%
Kondisi saat digunakan	
Suhu Lingkungan	5°C-40°C
Kelembapan	≤ 85%
Tekanan Atmosfer	86.0-106kPa



Sudah mempunyai pengunci roda



Bohlam sudah LED



Diproduksi oleh :
PT. Menara Inti Kreasi Indonesia
Kawasan Industri Millennium
Millennium 5 blok A25 No 33
Kab. Tangerang - Indonesia

☎ 021 59982099
021 59981787
021 59982255

✉ info@mikiindo.com
sales01@mikiindo.com