

MDD01 Fetal Doppler



- ✓ Tampilan layar berwarna dengan resolusi 320x240 dot matriks
- ✓ Rentang ukur detak jantung 50-210bpm
- ✓ Transduser yang sudah bluetooth dengan pengisian daya terdapat di unit utama
- ✓ Memiliki 6 tombol kontrol untuk memudahkan pengoperasian

MIKI MDD01 Fetal Doppler

Spesifikasi Produk	
Nama Produk	Fetal Doppler Desktop
Model	MDD01
Daya AC	100-240V AC, 50/60Hz
Konsumsi daya	<20W
Jarak transmisi	7.5m
Baterai	Baterai Li-Po 2200mAh 7.4V (Unit Utama)
	Baterai Li-Po 700mAh 3.7V (transduser)
Detak jantung Fetal	
Transducer	Lebar sinar gelombang, metode kerja denyut gelombang, sensitivitas tinggi
Kekuatan	<5mW/cm ²
Frekuensi saat beroperasi	2.0MHz
Pemrosesan sinyal	Sistem DSP khusus dan pengenalan modem
Rentang pengukuran	50~210bpm
Akurasi kesalahan	≤ ±2bpm
Rentang alarm	Maksimum : 160 bpm Minimum : 120 bpm
Daya output audio maksimum	1.5 Watt
Tampilan	
LCD menunjukkan jejak FHR, data FHR, panjang monitor, volume dan sebagainya	
Resolusi	320 x 240
Dimensi	230 x 177 x 125mm (panjang x lebar x tinggi)
Berat	1.05kg
Lingkungan	
Suhu	+5C° ~ +40C°
Kelembapan	<85%
Tekanan udara	86kPa ~ 106kPa
Suhu tempat penyimpanan	-10C° ~ +55C°
Kelembapan pengorasan	<93%



Diproduksi oleh :
PT. Menara Inti Kreasi Indonesia
Kawasan Industri Millennium
Millennium 5 blok A25 No 33
Kab. Tangerang - Indonesia

☎ 021 59982099
021 59981787
021 59982255

✉ info@mikiindo.com