



Medical Device

MPD01 Fetal Doppler



- ✓ Desain yang ekonomis
- ✓ Terdapat 2 mode tampilan FHR, mode gelombang dan mode numerik
- ✓ Transduser dengan sensitifitas yang tinggi
- ✓ Mudah untuk digunakan

Didistribusi oleh



RI AKD : 21101020336



07345/DBBPAN



4812102005-AK1-000903738

MIKI MPD01 Fetal Doppler

Nama Produk	Fetal Doppler
Model	MPD01
Kelas produk	Kelas 1 tipe B
IP	IPX1
Perlindungan Terhadap Gas	Tidak cocok digunakan di tempat dengan gas yang mudah terbakar.
Mode Bekerja	Terus menerus
Dimensi	25mm X 75mm X 128mm (P X L X T)
Berat	190g, ±20g (dengan baterai)
Kapasitas Baterasi	500mAh, 3.7V
Temperatur Saat Beroperasi	+5°C ~ +40°C
Kelembapan Saat Beroperasi	≤80%
Tekanan Udara Saat Beroperasi	86kPa ~ 106kPa
Temperatur Saat Penyimpanan	-10°C ~ +55°C
Kelembapan Saat Penyimpanan	≤93%
Tekanan Udara Saat Penyimpanan	86kPa ~ 106kPa
Rentang Pengukuran	50 ~ 210bpm
Akurasi	≤±2bpm
Daya Speaker	0.5W
Probe Frekuensi	2.5MHz ±15%
Daya Keluaran Probe	<20mW
Pengiriman Ultrasonik yang Efektif	245mm ²
Total Sentifitas	≥ 90dB Catatan : Perangkat ini digunakan hanya untuk ibu hamil dengan kehamilan lebih dari 16 minggu



Diproduksi oleh :
PT. Menara Inti Kreasi Indonesia
Kawasan Industri Millennium
Millennium 5 blok A25 No 33
Kab. Tangerang - Indonesia

☎ 021 59982099
021 59981787
021 59982255

✉ info@mikiindo.com