



Medical Device

# NA01

## Ultrasonik Nebuliser



- ✓ Pengaturan waktu hingga 100 menit
- ✓ Tampilan layar sentuh LCD yang besar
- ✓ Kapasitas wadah air hingga 150ml (min 5ml)
- ✓ Pengaturan dan perubahan parameter langsung pada layar sentuh
- ✓ Maksimal volume udara 20l/menit dan dapat disesuaikan



RI AKD : 20403020074



SUCOFINDO  
00622/DBBPAN

*e*catalogue  
e-katalog.lkpp.go.id

4816002041-AK1-000841323

Didistribusi oleh



# MIKI Ultrasonik Nebuliser

Nama produk	MIKI ultrasonik Nebuliser
Model	NEBUAERO NA01
Kelas produk	Ila
Sumber daya	100-240V ~, 50/60Hz
Konsumsi daya	55W
Sekering	2 x T2AH / 250VAC
Keamanan listrik	I, Tipe B
Tingkat kebisingan	<35dBA
Frekuensi ultrasonik	1,7MHz
Laju Nebulisasi	*0-5 ml/menit, dapat disesuaikan
Ukuran partikel	0,5-5 µm
Volume udara	Maksimum 20 l/mnt, dapat disesuaikan
Jumlah air pendingin	300 ml
Kapasitas wadah obat	150 ml (min. 5 ml)
Kapasitas tangki air	400ml
Baterai jam	CR2032, 3V
Dimensi eksternal	260 x 250 x 200 mm
Berat unit utama	1.8kg
Kondisi pengoperasian	15-40 ° C (59-104 ° F), 30-85% RH, 700-1060 hPa
Kondisi transportasi / penyimpanan	0-45 ° C (32-113 ° F), 30-85% RH, 700-1060 hPa



Diproduksi oleh :  
**PT. Menara Inti Kreasi Indonesia**  
Kawasan Industri Millennium  
Millennium 5 blok A25 No 33  
Kab. Tangerang - Indonesia



021 59982099  
021 59981787  
021 59982255



info@mikiindo.com