



NC01

Nebulizer Compressor

- ✓ Aerosol yang berkualitas
- ✓ Pemegangan kit nebulizer yang mudah digunakan
- ✓ Mudah untuk digunakan
- ✓ Mode aliran udara yang dapat disesuaikan sendiri
- ✓ Filter udara yang mudah diganti



MIKI NEBULIZER COMPRESSOR NC01

Model	Nebulizer Compressor NebuComp NC01
Jenis	Nebulizer Compressor Non Pemanasan
Listrik	220V, 50/60Hz
Konsumsi daya	45W
Klasifikasi IP *	IP21
Maksimum tekanan kompresor	2,5 bar
Laju udara kompresor	8l/menit
Keluaran aerosol	0.3ml/menit
Kapasitas nebuliser	6ml
Volume sisa	0.64ml
Ukuran partikel MMAD	3µm
Tingkat kebisingan	<60dBa
Dimensi	180 (L) X 140 (T) X 110 (P) mm
Berat	1.3 kg (hanya unit utama saja)



Diproduksi oleh :
PT. Menara Inti Kreasi Indonesia
Kawasan Industri Millennium
Millennium 5 blok A25 No 33
Kab. Tangerang - Indonesia



021 59982099
021 59981787
021 59982255



info@mikiindo.com