

Medical Device

SY-1 Syringe Pump



- ✓ Layar sentuh LCD berwarna 4.3 inci
- ✓ Pengaturan dan perubahan parameter langsung pada layar sentuh
- ✓ volume alarm dan tingkat kecerahan yang dapat diatur
- ✓ 12 jam pengoprasian dengan pemakaian baterai
- ✓ Sudah IP24 waterproof
- ✓ Dapat ditumpuk

Spesifikasi SY-1 Syringe Pump

Catu Daya	
Sumber daya AC	100-240V 50/60Hz
Kebutuhan Daya	50 VA
Sumber daya DC	DC 15V
Spesifikasi Baterai	Tipe : DC 203 Spesifikasi : 11.1V 2600mAh Waktu pengisian daya : 5 Jam alat nonaktif Waktu kerja : ≥12jam (baterai baru terisi penuh suhu lingkungan 25°C dan rentang laju 5ml/j)

Parameter Spesifik	
Alat suntik kompatibel	5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
Akurasi Sistem	±2%
Laju Infus	Ukuran alat suntik 5ml: (0.01-100) ml/j Ukuran alat suntik 10ml: (0.01-200) ml/j Ukuran alat suntik 20ml: (0.01-400) ml/j Ukuran alat suntik 30ml: (0.01-600) ml/j Ukuran alat suntik 50ml: (0.01-1500) ml/j
Laju Bolus	Ukuran alat suntik 5ml: (0.01-100) ml/j Ukuran alat suntik 10ml: (0.01-200) ml/j Ukuran alat suntik 20ml: (0.01-400) ml/j Ukuran alat suntik 30ml: (0.01-600) ml/j Ukuran alat suntik 50ml: (0.01-1500) ml/j
Laju pengurasan	Ukuran alat suntik 5ml: 100 ml/j Ukuran alat suntik 10ml: 200 ml/j Ukuran alat suntik 20ml: 400 ml/j Ukuran alat suntik 30ml: 600 ml/j Ukuran alat suntik 50ml: 1500 ml/j
Laju KVO	0.01-5.00 ml/j
Rentang pengaturan mode Mikro	100ml/j-tingkat maksimal
Minimum kenaikan tingkat laju	0.01 ml/j
Volume Bolus	Ukuran alat suntik 5ml: min 0.1ml, maks 5ml Ukuran alat suntik 10ml: min 0.1ml, maks 10ml Ukuran alat suntik 20ml: min 0.1ml, maks 20ml Ukuran alat suntik 30ml: min 0.1ml, maks 30ml Ukuran alat suntik 50ml: min 0.1ml, maks 50ml
VTBI	0-9999ml, laju minimum 0.01ml
Total volum diinfus	0.01-9999.99ml, laju minimum 0.01ml
Rentang waktu	1 menit - 99 jam 59 menit
Tipe Sekring	T2AL 250 V
Dimensi	394(L) * 90(T) * 123(P) mm
Berat	± 2kg

