



# ULTRASONOGRAFI USC-05P

**Support Untuk Telemedisin**



USC-05P menggunakan platform windows 10, sehingga dapat meningkatkan sistem ultrasound, Dilengkapi dengan 2 Port USB, 1 Port Audio, 2 Port LAN, 1 Port HDMI dan penyimpanan SSD 128GB, menjadikan penyimpanan lebih aman dan besar serta membuat performa menjadi lebih cepat. USC-05P memiliki layar LED beresolusi tinggi berukuran 15"inch serta dapat dilipat seperti laptop





# ULTRASONOGRAFI

## USC-05P

Tampilan	Layar LED 15 inc beresolusi tinggi
Konektor probe	2 Konektor probe aktif
Bahasa	Bahasa Inggris (terdapat opsi bahasa didalamnya)
Penyimpanan	SSD 128G
Jenis Laporan	17 Jenis
Fungsi utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk perut</li> <li>- OB&amp;GYN</li> <li>- Jantung</li> <li>- Bagian - bagian kecil</li> <li>- Supervisal</li> <li>- Vaskular</li> <li>- Pediatri (neonatal)</li> <li>- MSK</li> <li>- Pemeriksaan fisik dan aspek pemeriksaan lainnya</li> </ul>
Mode	B, B+B, 4B, B+M, M, C, PW, CW, B/C, B/C/PW, B/PW,4D
Tampilan	0-30° dapat disesuaikan
Pemutaran Video	600 bingkai
Daya Masukan	AC220 V 300VA, DC 14V 3A 50Hz/60Hz
Berat	9,1 Kg
Penyimpanan Gambar	BMP, DICOM, JPEG
Aksesoris	Convex probe Linear probe Microconvex probe Phased array probe Transvaginal probe 4D volume probe Trolley
Mode 4D	Tata letak tampilan: mendukung tampilan gambar "bingkai ganda", "empat bingkai" dan "bingkai tunggal"  Mode rekonstruksi: Kulit Asli, permukaan, Maks, Min, XRax  Sudut cepat: mendukung 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° rotasi gambar 3D
Fungsi pengukuran dan analisis	Pengukuran OB Formula pengukuran berat 13 opsi  Pengukuran umum jarak, luas, sudut, waktu, kemiringan, detak jantung, kecepatan, percepatan, lapisan hialin leher, penelusuran spektrum, indeks resistensi / indeks plastisitas, dll.  Paket Perangkat Lunak Profesional ABD, OB&GYN, Urologi, dan lain-lain.



**DIPRODUKSI OLEH ;**

**PT. MENARA INTI KREASI INDONESIA**  
**Kawasan Industri Millenium**

Millenium 5 Blok A25 No.33

Kabupaten Tangerang - Indonesia

021 59982099 - 021 59981787 - 021 59982255

**Di Distribusikan Oleh :**

**PT. Buana Inti Prima Medika**  
 Rukan Sentra Niaga Blok F NO.3  
 Green Lake City, Duri Kosambi  
 Cengkareng, Jakarta Barat