

# ELECTROCARDIOGRAPH

## CSN-1203C

TKDN  
23.03%



LCD color 7 inci




EKG 12 Lead akuisisi ditampilkan bersamaan di layar ECG



Laporan pasien yang dapat disimpan dan diputar ulang



Terdapat 5 mode operasional




Elektroda Bulb



Elektroda Tremetas




Catu Daya



Kabel ECG



Kabel Ground



Kertas Thermal  
80mm (Roll)



Gel Ultrasound

KEMENKES RI AKD : 20502420528



ISO 13485:2016  
ISO 45001:2018  
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



## SPESIFIKASI

|                              |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead                         | Lead standar atau <i>Cabrera</i> 12, Secara bersamaan mendapat 12 Lead                                                                                                     |
| Layar LCD                    | 480*680 7 inci layar LCD color dengan Gelombang ECG, kondisi pengoperasian, waktu, detak jantung, dan lain-lain                                                            |
| Panjang Lead                 | 3 - 20 detik/Lead dan Auto Mode                                                                                                                                            |
| Filter                       | Filter AC:<br>50/60 Hz, -20 dB<br>Filter EMG:<br>25 Hz/35 Hz/45 Hz/75 Hz/100 Hz -3.0 dB                                                                                    |
| Sensitivitas                 | 1.25; 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mV $\pm 2\%$                                                                                                                                   |
| Kecepatan kertas             | 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50 mm/detik $\pm 3\%$                                                                                                                               |
| Mode perekaman               | Pencetakan kertas <i>thermal</i>                                                                                                                                           |
| Dimensi                      | 285 x 200 x 50 mm                                                                                                                                                          |
| Keamanan                     | Perlindungan terhadap sengatan listrik: Kelas I atau bertenaga internal; Jenis komponen yang diaplikasikan CF dengan perlindungan Defibrilasi; IPX0; Operasi berkelanjutan |
| Catu daya                    | 110 - 220 VAC, 50/60 Hz, 75 VA                                                                                                                                             |
| Baterai                      | 1800 mAh 11.1 V                                                                                                                                                            |
| Ukuran kertas <i>thermal</i> | 80 mm (Roll)                                                                                                                                                               |

Diproduksi Oleh :  
**PT MENARA INTI KREASI INDONESIA**  
Tangerang - Banten  
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :