

ELECTROCARDIOGRAPH

CSN-1206A

TKDN
23.04%



LCD color touchscreen
7 Inchi



Terdapat 5 mode operasional



Laporan pasien yang
dapat disimpan dan
diputar ulang



Filter digital untuk
menghilangkan gangguan
EMG/AC dengan mencegah
penyimpanan *baseline*




Elektroda Bulb



Elektroda Tremitas




Catu Daya



Kabel ECG



Kabel Ground



Kertas Thermal
110mm (Roll)



Gel Ultrasound

KEMENKES RI AKD : 20502520004



KAN
Komite Akreditasi Nasional
L1366/053-10N



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



SPESIFIKASI

Nama alat	MIKI Electrocardiograph
Model	CSN-1206A
Lead	Lead standar atau <i>Cabrera</i> 12, Secara bersamaan mendapat 12 Lead
Layar LCD	480*800 7 inci layar LCD berwarna dengan Gelombang ECG, kondisi pengoperasian, waktu, detak jantung, dan lain-lain
Panjang Lead	3 - 20 detik/Lead dan <i>Auto Mode</i>
Filter	Filter AC: 50/60 Hz, -20 dB Filter EMG: 25 Hz/35 Hz/45 Hz/75 Hz/100 Hz -3.0 dB
Sensitivitas	1.25; 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mV $\pm$ 2%
Kecepatan kertas	5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50 mm/detik $\pm$ 3%
Mode perekaman	Pencetakan kertas <i>thermal</i>
Dimensi	285 x 200 x 50 mm
Keamanan	Perlindungan terhadap sengatan listrik: Kelas I atau bertenaga internal; Jenis komponen yang diaplikasikan CF dengan perlindungan Defibrilasi; IPX0; Operasi berkelanjutan
Catu daya	110 - 220 VAC, 50/60 Hz, 75 VA
Baterai	1800 mAh 11.1 V
Ukuran kertas <i>thermal</i>	110 mm (<i>Roll</i>)

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :