

FETAL DOPPLER

MDD01

TKDN
42.99%



Kabel Adaptor



Tampilan layar berwarna dengan resolusi 320 x 240 dot matriks



Rentang ukur detak jantung 50 - 255 bpm



Transduser yang sudah *bluetooth* dengan pengisian daya terdapat di unit utama



Memiliki 6 tombol kontrol untuk memudahkan pengoperasian

KEMENKES RI AKD : 21101020327



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



SPESIFIKASI

Daya AC	240 VAC ~, 50/60 Hz
Konsumsi daya	<20 W
Jarak transmisi	7.5 m
Baterai	Li-Po 2200 mAh 7.4 V (unit utama) Li-Po 700 mAh 3.7 V (transduser)
Transduser	Lebar sinar gelombang, metode kerja denyut gelombang, sensitivitas tinggi
Frekuensi saat beroperasi	3.0 MHz
Pemrosesan sinyal	Sistem DSP khusus dan pengenalan modem
Rentang pengukuran	50 - 255 bpm
Akurasi kesalahan	$\leq \pm 2$ bpm
Rentang alarm	Maksimum : 160 bpm, Minimum : 120 bpm
Daya <i>output audio</i> maksimum	1.5 W
LCD menunjukan jejak FHR, data FHR, panjang monitor, <i>volume</i> dan sebagainya	
Resolusi	320 x 240
Dimensi	230 x 177 x 125 mm
Berat	1.05 kg
Lingkungan	
Suhu	+5C° sampai +40C°
Kelembapan	<85%
Tekanan udara	86 kPa - 106 kPa
Suhu tempat penyimpanan	-10C° sampai +55C°
Kelembapan pengoperasian	<93%

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :