

FETAL DOPPLER

MPD01



Kabel Type C



Pocket



Desain yang ekonomis



Terdapat 2 mode tampilan FHR, mode gelombang dan mode numerik



Transduser dengan sensitifitas yang tinggi



Mudah untuk digunakan

KEMENKES RI AKD : 21101020336



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



SPEKIFIKASI

Kelas produk	Kelas I tipe B
IP	IPX1
Perlindungan terhadap gas	Tidak cocok digunakan di tempat dengan gas yang mudah terbakar
Mode bekerja	Terus menerus
Kapasitas baterai	500 mAh, 3.7 V
Daya pengisian baterai	DC 5 V 500 mAh
Temperatur saat beroperasi	+5°C sampai +40°C
Kelembapan saat beroperasi	≤80%
Tekanan udara saat beroperasi	86 kPa - 106 kPa
Temperatur saat penyimpanan	-10°C sampai +55°C
Kelembapan saat penyimpanan	≤93%
Tekanan udara saat penyimpanan	86 kPa - 106 kPa
Rentang pengukuran	50 ~ 255 bpm
Akurasi	<+2 bpm
Daya <i>speaker</i>	0.5 W
Probe frekuensi	2.5 MHz + 15%
Daya keluaran <i>probe</i>	<20 mW
Pengiriman ultrasonik yang efektif	245 mm ²
Total sensitifitas	>90 dB Catatan : Perangkat ini digunakan hanya untuk ibu hamil dengan kehamilan lebih dari 16 minggu
Dimensi	25 x 75 x 128 mm
Berat	190 g + 20 g (dengan baterai)

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :