


INFUSION PUMP

IN-1




C Clamp



Kunci L



Catu Daya



Sudah menggunakan IP 44



LCD Color Touchscreen 4.3 inci



Baterai yang dapat digunakan selama 5 jam



Dapat menyimpan hingga 200 brand IV set



Pengaturan Laju Rate dan VTBI dapat diatur tanpa unit infusion pump harus berhenti

KEMENKES RI AKD : 20902020186



Scan Me!



SPESIFIKASI

Laju infus mikro mode	0.1 – 100 ml/j
Laju infus makro mode	0.1 – 2000 ml/j
Akurasi infus	$\leq \pm 5\%$
Laju tetesan	1 – 60 ml/j
Laju pengurasan	0.1 – 2000 ml/j
Akurasi laju pengurasan	$\leq \pm 5\%$
VTBI	0 – 9999.99 ml
Akurasi infus	$\leq \pm 5\%$
Total volume infus	0 – 9999.99 ml
Laju KVO	0 – 5.00 ml/j
Jangkauan waktu	99 jam – 59 menit – 59 detik
Gelembung terakumulasi	50 – 1000 μ /15 menit
Conc	0 – 99999 mg/l
Acti agentia	0 – 99999 mg
Laju dosis	0 – 9999 mg/j
Dimensi	131.5 X 90 X 138 mm (Tanpa klem pengencang dan kait sensor tetesan)
Daya AC	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.1 – 0.25 A
Daya masukan	50 VA
Daya DC	DC 10 – 16 V, 0.94 – 1.5 A
Baterai	Li-Polimer 2600 mAh 1 unit pengoperasian 5 jam 25 ml/j
5 Mode	ml/j, <i>Body-weight, Drip, Drug Library, Sequence</i>
5 Occlusion pressure level	50 mmHg, 150 mmHg, 300 mmHg, 600 mmHg, 900 mmHg

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :
PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Pergudangan Green Lake City,
Gudang Blok RCTS No.038
Tangerang, Banten - Indonesia