


INFUSION PUMP

IN-2




C Clamp



Kunci L



Catu Daya



Sudah menggunakan IP 44



Tombol yang intuitif.



Rentang infus dari 0.1 ml/j sampai 2000 ml/j.



Dapat menyimpan hingga 200 *brand* IV set



Pengaturan laju, *volume*, tingkat udara, tingkat oklusi tanpa infus berhenti.

KEMENKES RI AKD : 20902020205



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015



Scan Me!



SPESIFIKASI

Laju infus	0.1 – 2000 ml/j, laju minimum 0.01 ml/j <100 ml/j, laju 0.01 ml/j <1000 ml/j, laju 0.1 ml/j <1000 ml/j, laju 1 ml/j
Akurasi infus	≤5%
Laju tetesan	1 Jangkauan tetesan infus 10 – 60 tetes/ml, laju tetes 1 – 2000 tetes/menit, laju tetes 1 tetes/menit
Akurasi laju pengurutan	≤5%
VTBI	0 – 9999.99 ml, laju minimum 0.01 ml
Total volume infus	0-9999.99 ml
Laju KVO	0 – 5 ml/j, laju minimum 0.01 ml/j
Jangkauan waktu	99 Jam – 59 Menit – 59 Detik
Gelembung terakumulasi	50 – 1000µ/15 menit
Daya AC	100 – 240 AC, 50/60 Hz, 0.1 – 0.25 A
Daya masukan	50 VAC
Daya DC	DC 10 – 16 V, 0.94 – 1.5 A
Baterai	Li-Polimer 2600 mAh 1 unit pengoperasian 5 jam 25 ml/j
Dimensi	131.5 x 90 x 138 mm (Tanpa klem pengencang dan sensor tetesan)

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :
PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Pergudangan Green Lake City,
Gudang Blok RCTS No.038
Tangerang, Banten - Indonesia