

NEBULIZER

NEBU Aero NA01



Pengaturan waktu hingga 100 menit



LCD Color Touchscreen



Maksimal *volume* udara 250 l/menit dan dapat disesuaikan



Kapasitas wadah obat hingga 150 ml (min 5 ml)



Pengaturan dan perubahan parameter langsung pada layar sentuh untuk digunakan

TKDN
41.61%




Adult Mask



Child Mask



Mouthpiece



Inhalation Hose



Medicine Cup



Bacterial Filter



Catu Daya

KEMENKES RI AKD : 20403020073



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



SPESIFIKASI

Kelas produk	Ila
Sumber daya	100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz
Konsumsi daya	55 W
Sekering	2x T2AH/250 VAC
Keamanan listrik	I tipe B
Tingkat kebisingan	<35 dB(A)
Frekuensi ultrasonik	1.7 MHz
Laju nebulasi	0 - 5 ml/menit (dapat disesuaikan)
Ukuran partikel	0.5 - 5 μ m
Volume udara	Maksimum 20 liter/menit (dapat disesuaikan)
Jumlah air pendingin	300 ml
Kapasitas wadah obat	150 ml (min. 5 ml)
Kapasitas tangki air	400 ml
Baterai jam	CR2032, 3 V
Dimensi eksternal	260 x 250 x 200 mm
Berat	1.8 kg
Kondisi pengoperasian	15 - 40°C (59 - 104°F), 30 - 85% RH, 700 - 1060 hPa
Kondisi transportasi atau penyimpanan	0 - 45°C (32 - 113°F), 30 - 85% RH, 700 - 1060 hPa

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :