

NEBULIZER

NEBU Comp NC01

TKDN
39.00%



Aerosol yang berkualitas



Kit Nebulizer yang berkualitas



Mode aliran udara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan



Unit mudah dioperasikan



Adult Mask



Child Mask




Mouthpiece



Inhalation Hose



Medicine Cup



Bacteria Filter



Catu Daya

KEMENKES RI AKD : 20403020222



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



SPESIFIKASI

Listrik	220 VAC ~ 50/60Hz
Konsumsi daya	45 W
Klasifikasi IP	IP21
Kapasitas <i>nebulizer</i>	6 ml
Tingkat nebulasi	0.3 ml/menit
<i>Volume</i> sisa	0.64 ml
Ukuran partikel MMAD	3 μ m
Tingkat kebisingan	<60 dB(A)
Dimensi	180 x 140 x 110 mm
Berat bersih unit	1.3 kg

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :