



SYRINGE PUMP

SY-1

TKDN
41.80%



C Clamp



Kunci L



Catu Daya



Memiliki ketahanan IP 24



Pengoperasian yang user friendly



LCD color touchscreen 4.3 inci



Minimum tingkat Laju 0.01 ml/j



12 Jam pengoperasian dengan penggunaan baterai

KEMENKES RI AKD : 20902020180



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



SPEKIFIKASI

CATU DAYA	
Sumber daya AC	100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz 50VA
Sumber daya DC	DC 15 V
Kebutuhan daya	50 VA
Spesifikasi baterai	Tipe : DC 203 Spesifikasi : 11.1 V 2600 mAh Waktu Pengisian Daya : 5 Jam alat nonaktif Waktu Kerja : ≥12 Jam (baterai baru terisi penuh) Suhu lingkungan 25°C dan rentang laju 5 ml/j
PARAMETER SPEKIFIKASI	
Alat suntik kompatibel	5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
Akurasi sistem	≥ 1ml/h, ±2% <1 ml/h, akurasi ±5% atau ±0.005 ml/h menurut nilai yang lebih tinggi
Laju infus	Ukuran alat suntik 5 ml : (0.01 – 100) ml/j Ukuran alat suntik 10 ml : (0.01 – 300) ml/j Ukuran alat suntik 20 ml : (0.01 – 400) ml/j Ukuran alat suntik 30 ml : (0.01 – 600) ml/j Ukuran alat suntik 50 ml : (0.01 – 1500) ml/j
Laju bolus	Ukuran alat suntik 5 ml : (0.01 – 100) ml/j Ukuran alat suntik 10 ml : (0.01 – 300) ml/j Ukuran alat suntik 20 ml : (0.01 – 400) ml/j Ukuran alat suntik 30 ml : (0.01 – 600) ml/j Ukuran alat suntik 50 ml : (0.01 – 1500) ml/j
Laju pengurasan	Ukuran alat suntik 5 ml : 100 ml/j Ukuran alat suntik 10 ml : 300 ml/j Ukuran alat suntik 20 ml : 400 ml/j Ukuran alat suntik 30 ml : 600 ml/j Ukuran alat suntik 50 ml : 1500 ml/j
Laju KVO	0.01 – 500 ml/j
Rentang pengaturan mode mikro	100 ml/j – tingkat maksimal
Minimum kenaikan tingkat laju	0.01 ml/j
Volume bolus	Ukuran alat suntik 5ml : min 0.1 ml, maks 5 ml Ukuran alat suntik 10ml : min 0.01 ml, maks 10 ml Ukuran alat suntik 20ml : min 0.01 ml, maks 20 ml Ukuran alat suntik 30ml : min 0.01 ml, maks 30 ml Ukuran alat suntik 50ml : min 0.01 ml, maks 50 ml
VTBI	0 – 9999 ml, Laju minimum 0.01 ml
Total volume di infus	0.01 – 9999.99 ml, Laju minimum 0.01 ml
Rentang waktu	99 jam – 59 menit – 59 detik
Tipe sekering	T2AL 250 V
Dimensi	394 X 90 X 123 mm
Berat	±2 kg

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :
PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Pergudangan Green Lake City,
Gudang Blok RCTS No.038
Tangerang, Banten - Indonesia