

ULTRASONOGRAFI

USC-05P



Layar *LED* beresolusi tinggi berukuran 15 inci



Mendukung mode 3D/4D, memberikan tampilan *real-time* dengan gambar yang lebih nyata



Penyimpanan SSD 128 Gb



Scanning Modes:
B, 2B, 4B, B/M, M, PW, CF, CW, PDI, dan 3D/4D.

TKDN
40.06%



Probe Linear



Probe Convex



Gel Ultrasound



Stabilizer



Adaptor



Catu Daya



Trolley

KEMENKES RI AKD : 21501520021



Scan Me!



SPEKIFIKASI

Tampilan	Layar LED 15 inci beresolusi tinggi
Konektor probe	2 konektor probe aktif
Bahasa	Bahasa Inggris (terdapat opsi bahasa didalamnya)
Penyimpanan	SSD 128 Gb
Jenis laporan	17 Jenis
Fungsi utama	Untuk perut, OB & GYN, Jantung, Urologi, Supervisal, Vaskular, Pediatri (neonatal), MSK, pemeriksaan fisik, dan aspek pemeriksaan lainnya
Mode	B, B+B, 4B, B+M, M, C, PW, CW, B/C, B/C/PW, B/PW, 4D
Tampilan	0 - 30° dapat disesuaikan
Pemutaran video	600 bingkai
Daya masukan	AC220 V 300 VA, DC 14 V 3 A 50/60 Hz
Berat	9.1 kg
Penyimpanan gambar	BMP, DICOM, JPEG
Mode 4D	Tata letak tampilan : Mendukung tampilan gambar "bingkai ganda", "empat bingkai" dan "bingkai tunggal" Mode rekonstruksi : Kulit Asli, permukaan, Maks, Min, XRax Sudut cepat : Mendukung 0°, 90°, 180°, 270° rotasi gambar 3D
Fungsi pengukuran dan analisis	Pengukuran OB Formula pengukuran berat 13 opsi Pengukuran umum jarak, luas, sudut, waktu, kemiringan, detak jantung, kecepatan, percepatan, lapisan hialin leher, penelusuran spektrum, indeks resistensi / indeks plastisitas, dll. Paket Perangkat Lunak Profesional ABD, OB&GYN, Urologi, dan lain-lain.

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :