

ULTRASONOGRAFI

USC-06



Layar *LED* beresolusi tinggi berukuran 12.1 inci



Scanning Modes:
B/M/PW/B+B/B+M/4B



Penyimpanan *SSD* 128 Gb



Support untuk *Telemedisin*

TKDN
41.39%




Probe Convex



Probe Linear



Probe Holder



Gel Holder



Gel Ultrasound



Printer



Stabilizer



Adaptor



Catu Daya



Trolley

KEMENKES RI AKD : 21501320888



KAN
Komite Akreditasi Nasional
L306/053-10W



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



Scan Me!



SPESIFIKASI

Tampilan <i>mode</i>	B, 2B, 4B, M, B + M, B + PW, B + PW
<i>Display</i>	12.1 inci
Abu-abu skala	256
<i>Bodymark</i>	125 <i>Bodymark</i>
Penyimpanan	128 Gb
Input Daya	220 VAC 100 VA DC 15 V, 5 A 50/60 Hz
Baterai	±4 jam
<i>Cineloop</i>	≤1024 <i>frame</i>
Pengukuran umum	2D : Jarak, sudut, keliling, luas (<i>ellipse</i> , jejak), <i>volume</i> , rasio sempit, diagram <i>histogram</i> , diagram profil M : Jarak, waktu, denyut jantung, pengukuran fungsi ventrikel kiri PW : Waktu, detak jantung, kecepatan, rasio S/D, akselerasi, denyut nadi & indeks resistensi
Penyimpanan gambar	DICOM, JPEG, PNG & PDF
Frekuensi <i>Probe</i>	2.0 MHz - 12.0 MHz
Jenis fokus	Dinamis fokus, akustik lensa fokus, peluncuran <i>multipoint</i> fokus
Pemindaian teknik	<i>Dinamisapodisasi</i> , <i>dinamisature</i> , dinamis frekuensi pemindaian, multi-akustik balok
Tampilan kontrol	Freeze, kontrol kiri kanan, kontrol naik turun, kontrol <i>polarity</i> , gambar rotasi (90°/180°/270°), frekuensi terbalik spektrum, warna semu
Kontrol transformasi dan penyesuaian aktif	<i>Output</i> daya akustik, PRF, posisi fokus, sudut pemindaian, frekuensi bingkai gambar, durasi impuls, kedalaman, dimensi area pengambilan sampel
Pemindaian area	≥ 320 mm
<i>Output video</i>	VGA (Catatan : VGA harus menjadi terhubung sebelum mulai itu perangkat)
Berat	N. W. ≤6.3 kg
Ukuran	395 x 170 x 350 mm

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :