

SUCTION PUMP SP-06S



Dapat menghisap cairan tubuh seperti darah, air liur, lendir, dan lain-lain



Mesin Vakum tanpa minyak dan pelindung termal, *auto reset*



Terdapat tempat penyimpanan aksesoris



Tabung Suction berbentuk kapsul yang dapat mencegah luapan cairan



Foot Switch untuk mengoperasikan mesin dan desain keamanan sekering ganda dapat digunakan untuk mematikan listrik saat kelebihan beban



TKDN
41.38%



Catheter



Filter



Silicone Tube



Foot Switch

KEMENKES RI AKD : 21603422598



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015



Scan Me!



SPESIFIKASI

Nama alat	MIKI Suction Pump
Tipe alat	SP-06S
Rentang vakum	>650 mmHg
Laju aliran maksimum	120 liter/menit
Kapasitas	3000 c.c. + 3000 c.c.
Pengaman alat	Kontrol pengambang
Meter kebisingan	60 - 65 dB
Daya	220 V
Aliran	3.5 A / 1.7 A
R.P.M	1720 / 1450 rpm
Keluaran	375 W
Ukuran alat	45 x 40 x 90 cm
Ukuran <i>packing</i>	52 x 48 x 94 cm
Berat	24 kg

Diproduksi Oleh :
PT MENARA INTI KREASI INDONESIA
Tangerang - Banten
 mikiindo.com

Didistribusi Oleh :